



## aluderm<sup>+</sup> die sanfte Wundauflage

- ➔ Mit aluminiumbedampfter Wundauflage
- ➔ Verklebt nicht mit der Wunde
- ➔ Für alle oberflächlichen Wunden: Brand- und Schürfwunden sowie Riss- und Schnittverletzungen



## aluderm<sup>+</sup> ein besonderes Wundpflaster

- ➔ Mit aluminiumbedampfter aluderm® Wundauflage
- ➔ Einzeln hygienisch eingeschiegelt
- ➔ Für alle oberflächlichen Wunden: Brand- und Schürfwunden sowie Riss- und Schnittverletzungen



## aluderm<sup>+</sup> auch für Kinder

- ➔ Unsere Verbandstoffe in kindgerechten Größen
- ➔ Für den größtmöglichen Tragekomfort und eine Wundruhe, die den Namen verdient

### W.Söhngen GmbH

Platter Straße 84

D-65232 Taunusstein

Fon +49 (0) 6128 873 - 0

Mail [info@soehngen.com](mailto:info@soehngen.com)

Web [www.soehngen.com](http://www.soehngen.com)

\*Interne Daten August 2024

© W.Söhngen GmbH

Produktdarstellung und Gestaltung alle Rechte bei W.Söhngen GmbH • Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der W.Söhngen GmbH. Abbildungen können abweichen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der W.Söhngen GmbH.

[www.soehngen.com/agb](http://www.soehngen.com/agb)

Stand: 09-2024



# aluderm<sup>+</sup>

Ihre erste Wahl in der  
Wundversorgung!

Fördert die  
Wundheilung!



## Wundversorgung mit aluderm<sup>+</sup>



### aluderm<sup>+</sup> Spezialverbände

aluderm<sup>®</sup> Spezialverbände sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich.



### 20 Jahre Haltbarkeit

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN<sup>®</sup> sind mit einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung gekennzeichnet.



### Made in Germany

aluderm<sup>®</sup> Verbandstoffe werden direkt am Firmensitz in Taunusstein produziert: Kurze Wege schonen Ressourcen und Umwelt.

## Eigenschaften von aluderm<sup>®</sup>


- ⇒ Geeignet für Brandwunden 1. und 2. Grades
- ⇒ Verklebt nicht mit der Wunde
- ⇒ Fördert die Wundheilung\*
- ⇒ Stark saugend (> 1.400 g/m<sup>2</sup>)
- ⇒ Nicht fasernd
- ⇒ Atmungsaktiv

aluderm<sup>®</sup> ist das Premiumprodukt aus der SÖHNGEN<sup>®</sup>-Serie moderner Verbandstoffe. Es ist ein besonders weicher und geschmeidiger Verbandstoff mit aluminiumbedampfter Wundauflage aus Polyestervlies.

## aluderm<sup>®</sup> – so geht's


### Die Wundauflage

- ⇒ Glatte und sanfte Oberfläche




### Keine Wundverklebung

- ⇒ Transport von Wundsekret durch die Aluminiumschicht



### Die Sauglage

- ⇒ Wundsekret bleibt in der Sauglage



Wie funktioniert aluderm?  
Finden Sie es hier heraus:

