

Elastomull® haft

Die auf sich selbst haftende, elastische, latexfreie Fixierbinde.

Produkt

An Gelenken oder beim Fixieren von Castschiennen geraten herkömmliche Fixierbinden leicht ins Rutschen. Nicht so Elastomull® haft. Die elastische Kohäsivbinde ist mit einem latexfreien synthetischen Polymer beschichtet. Dadurch haften die einzelnen Wickellagen besonders sicher aufeinander. Dies ergibt einen ausgezeichneten, faltenfreien Sitz bei schneller und materialsparender Applikation. Durch die besondere Webtechnik und die hochelastischen, gekräuselten Polyamidfäden besitzt Elastomull® haft eine ausgezeichnete Elastizität, die auch bei längerem Tragen erhalten bleibt.

Elastomull® haft besteht aus 40 % Baumwolle, 30 % Viskose und 30 % Polyamid.



Materialsparende Applikation: Die einzelnen Wickellagen brauchen sich nur um ca. 1/3 zu überlappen.



Bauschig weich und rutschfest.

Anwendung

- zur Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
- zur Fixierung von Castschiennen etc.
- als Rutschbremse unter Kompressionsverbänden
- als leichter Stützverband, z.B. nach Gips- oder Tapeabnahme

Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Einzelbinde lose im Karton			
4547000	4 m x 4 cm	10/160	02507039
4547100	4 m x 6 cm	10/120	02507045
4547200	4 m x 8 cm	10/240	02507051
4547300	4 m x 10 cm	10/240	02507068
4547400	4 m x 12 cm	10/120	02507074
Anstaltspackung			
4547500	20 m x 4 cm	1/24	02507080
4547600	20 m x 6 cm	1/24	02507097
4547700	20 m x 8 cm	1/24	02507105
4547800	20 m x 10 cm	1/24	02507111
4547900	20 m x 12 cm	1/24	02507128
4724600	20 m x 6 cm	6/24	06618451
4724900	20 m x 8 cm	6/24	06618468
4730300	20 m x 10 cm	6/24	06618474

(Länge gedehnt)

**LATEX
 FREE
 FORMULA**

Latexfreie Rezeptur

