

Tricoplast®

Die hautfreundliche längs- und querelastische Klebebinde.

Produkt

Auch an konturierten Körperpartien müssen Verbände rutschfest und sicher haften.

Tricoplast® lässt sich auch an stark konturierten Körperpartien individuell anmodellieren und haftet sicher. Tricoplast® ist eine sterilisierbare, rutschfeste, selbstklebende Binde mit gleichzeitiger Längs- und Quere lastizität. Die maximale Dehnung beträgt ca. 60 % in Längs- und ca. 30 % in Querrichtung. Tricoplast® ist wasserabweisend, röntgenstrahlendurchlässig und leicht abrollbar.

Tricoplast® besteht aus Baumwollgewebe, beschichtet mit einer Acrylatklebemasse.



Tricoplast®-Verbände können direkt auf der Haut angelegt werden.



Die meisten Tricoplast®-Verbände können problemlos mit Schuhen getragen werden.

Anwendung

- Steigerung des Rückflusses bei Insuffizienz des venösen und lymphatischen Systems, insbesondere der Beine, und deren Folgeerkrankungen (z.B. Thrombose, Ulcus cruris venosum, Thrombophlebitis)
- lokale Kompressionsbehandlung
- funktionelle Behandlung bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken sowie zum Schutz vor Verletzungen bei vorgeschädigten Gelenken
- Verwendung als Unterzugbinde vor dem Anlegen von Leukotape®

**LATEX
FREE
FORMULA**

Latexfreie Rezeptur



Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Einzelbinde in Faltschachtel			
0230600	2,5 m x 6 cm	5/45	01414548
0230800	2,5 m x 8 cm	5/30	01414554
0231000	2,5 m x 10 cm	5/30	01414560
Einzelbinde lose im Karton			
4726100	2,5 m x 6 cm	12/72	04777748
4726200	2,5 m x 8 cm	12/72	04777754
4726400	2,5 m x 10 cm	12/72	04777760

CA3_6200042_01