

# Gelostretch®

Die längs- und querdehbare Zink-Gel-Binde.

## Produkt

Gelostretch® ist eine längs- und querdehbare Zink-Gel-Binde, die das kontinuierliche Anmodellieren des Verbandes auch an kritischen Stellen bei schwierigen anatomischen Übergängen ermöglicht. Da Gelostretch® ohne Rückstellkraft dehnbar ist, kann der Verband ohne Ein- und/oder Abschneiden angelegt werden.

Gelostretch® besteht aus einem Zink-Gel auf Zellulosebasis, das auf einen Träger aus 76 % Viskose und 24 % Baumwolle aufgebracht ist.



Auch am Knöchel lässt sich Gelostretch® ohne sogenannte Tüten und Einschnürungen anlegen.



Schnell und einfach anzulegen.

## Anwendung

Gelostretch® eignet sich für Kompressionsverbände bei phlebologischen Indikationen, wie z.B.

- chronischer venöser Insuffizienz (einschließlich Ulcus cruris venosum und Phlebödem)
- Thrombophlebitis
- Phlebothrombose

sowie für Stütz- und Entlastungsverbände bei Erkrankungen des Band- und Halteapparates, wie z.B.

- Distorsionen
- Luxationen
- Tendovaginitis
- zur Weiterbehandlung nach Gipsversorgungen
- zum Abbau von posttraumatischen Ödemen

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung empfohlener Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen

**LATEX  
FREE  
FORMULA**

Latexfreie Rezeptur



## Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Einzelbinde in Faltschachtel			
4529200	5 m x 10 cm	1/16	04525780
4504300	7 m x 8 cm	1/20	04850439
4529300	7 m x 10 cm	1/20	04525797
4529400	10 m x 10 cm	1/20	04525805
Einzelbinden lose im Karton			
4529500	5 m x 10 cm	10/40	04525811
4529100	7 m x 8 cm	10/40	04850422
4529600	7 m x 10 cm	10/40	04525828
4529700	10 m x 10 cm	10/40	04525834

(Länge gedehnt)

CA3\_62000057\_01